









Übersicht Abnahme- und Transportmedien (Humangenetik)

UNTERSUCHUNGSMATERIAL	BEREICH	SARSTEDT	GREINER	LAGERUNG/TRANSPORT	BESONDERHEITEN
Serum	<ul style="list-style-type: none"> Biochemie 			> 48 h einfrieren	30 min bei RT gerinnen lassen, danach abzentrifugieren (10 min; 1300-2000g; RT)
Vollblut (stabilisiert)	<ul style="list-style-type: none"> VeriSeq-NIPT 			Raumtemperatur (RT)	Bitte in Umröhrchen transportieren, da das Gefäß aus Glas ist.
Fruchtwasser 10 - 15 ml	<ul style="list-style-type: none"> Pränatal Zytogenetik 			Raumtemperatur (RT)	Die ersten 2 ml verwerfen
Chorionzotten 20 - 30 mg	<ul style="list-style-type: none"> Pränatal Zytogenetik 			Raumtemperatur (RT)	0,9% NaCl-Lösung 10 ml
Heparin-Blut, heparinisiertes Knochenmark	<ul style="list-style-type: none"> Postnatal Zytogenetik 			Raumtemperatur (RT)	
EDTA-Blut	<ul style="list-style-type: none"> Array-CGH 			Raumtemperatur (RT)	
EDTA-Blut	<ul style="list-style-type: none"> Molekulargenetik 			Raumtemperatur (RT)	
	<ul style="list-style-type: none"> NGS 				